



# Coherent

Superior reliability & performance

## FieldMate?:



### Power Meter mit Digital- und Analog-Nadel-Anzeige

Der neue FieldMate? glänzt mit einer schnellen Analog- Nadelanzeige, leicht auslesbarem Digital-Display, sowie analogem Ausgang. Er kann mit mehr als 40 verschiedenen optischen- und thermischen Messköpfen kombiniert werden.

## FieldMate?

Noch günstigere Preise für Messgeräte-Kombinationen finden Sie unter [Paketangebote](#)

### Spezifikationen FieldMate?

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Size (H x W x D)                | 19.3 x 11.7 x 4.6 cm (7.6 x 4.6 x 1.8 in.)                |
| Weight (including batteries)    | 0.8 kg (1.75 lb.)   |
| Instrument Power                | Two 9V alkaline batteries, 90 to 260 VAC 50/60 Hz         |
| Display                         | 26 x 89 mm (1.02 x 3.5 in.), fixed-segment LCD            |
| Analog Meter Response           | Tau = 80 ms (2 Hz)  |
| Analog Meter Scale              | 0 to 3, 60 divisions, and 0 to 10, 100 divisions          |
| Analog Output                   | 0 to 2V   |
| Analog Output Update Rate       | 20 times/sec.   |
| Measurement Range Display Power | 0.01 mW to 29.9 kW (thermopile) 1 nW to 99.9 mW (optical) |
| Relative Humidity Operating     | 0 to 90%  |
| Relative Humidity Storage       | 0 to 95%  |

[Weitere, ausführliche Informationen zum FieldMate? im PDF-Format](#)

## Sie haben noch Fragen?

Nutzen Sie unser [Angebotsformular](#), schreiben Sie eine E-Mail an [sales.laserzubehoer.germany@coherent.com](mailto:sales.laserzubehoer.germany@coherent.com) oder wenden Sie sich direkt an uns:



# Coherent

Superior reliability & performance



Dirk Grebert und Holger Rebscher  
Telefon (06071) 968-315 oder -303  
E-Mail: [dirk.grebert@coherent.com](mailto:dirk.grebert@coherent.com) oder [holger.rebscher@coherent.com](mailto:holger.rebscher@coherent.com)

Coherent (Deutschland) GmbH  
Dieselstraße 5 b  
D-64807 Dieburg  
Telefon (06071) 968-0  
Fax (06071) 968-499

Telefon Service (06071) 968-225  
Telefon Technischer Vertrieb (06071) 968-333

**Diese Seite online.**