



Coherent

Superior reliability & performance

LaserCheck? hand-held Power Meters



Diese immer griffbereiten Geräte werden mit einem Gewicht von 44 g und einer Batterielebensdauer von ca. 1000 Betriebsstunden schnell zu unverzichtbaren Begleitern.

Listenpreis LaserCheck?: 418,- Euro (exkl. MwSt.)

Spezifikationen LaserCheck?

Accuracy	±5%
Battery Life	180,000 measurements at 12 sec./sample
Max. Power Density with Built-in ND Attenuator	30W/cm ²
Overload Indication	"- -" display and beep tone
Power Range	0.5 μW-1W
Sensor Disk	Silicon, 8 mm aperture
Size	168 x 24 x 20 mm
Wavelength Range	400-1064 nm
Weight	44 g

Sie haben noch Fragen?

Nutzen Sie unser [Angebotsformular](#), schreiben Sie eine E-Mail an sales.laserzubehoer.germany@coherent.com oder wenden Sie sich direkt an uns:



Dirk Grebert und Holger Rebscher



Coherent

Superior reliability & performance

Telefon (06071) 968-315 oder -303

E-Mail: dirk.grebert@coherent.com oder holger.rebscher@coherent.com

Coherent (Deutschland) GmbH

Dieselstraße 5 b

D-64807 Dieburg

Telefon (06071) 968-0

Fax (06071) 968-499

Telefon Service (06071) 968-225

Telefon Technischer Vertrieb (06071) 968-333

[Diese Seite online.](#)