



Coherent

Superior reliability & performance

Cube: Modulierbare Diodenmodule

Die komplette Dioden-Farbpalette im Compass-Packaging



Im Design unserer erfolgreichen Compass (COMpact All Solid State) Produktserie bieten wir Ihnen eine Familie von flexiblen Diodenlasermodulen an.

Systeme mit 375, 405, 445, 635, 640, 660 und 785 nm Wellenlänge sind erhältlich. Alle Versionen sind sowohl mit RS-232 als auch USB-Schnittstelle ausgerüstet, ebenso sind eine CDRH Control Box und eine Anwendersoftware Teil des Lieferumfangs. Die Software erlaubt die Kontrolle von 127 Cube-Systemen durch einen Rechner. Die Systeme können CW und gepulst mit einer Modulation bis 150 MHz betrieben werden.

Abgerundet wird die Farbpalette durch die Compass-Serie mit 532 und 561 nm, sowie durch unsere einzigartigen OPS (Optically Pumped Semiconductor)-Laser bei den Wellenlängen 460, 488, 561 und 568 nm der Sapphire-Familie.

[Übersichtsdatenblatt zur Cube Familie](#)

Sie haben noch Fragen?

Nutzen Sie unser [Angebotsformular](#), schreiben Sie eine E-Mail an sales.laserzubehoer.germany@coherent.com oder rufen Sie uns einfach an unter: (06071) 968-333

Coherent (Deutschland) GmbH
Dieselstraße 5 b
D-64807 Dieburg
Telefon (06071) 968-0
Fax (06071) 968-499

Telefon Service (06071) 968-225
Telefon Technischer Vertrieb (06071) 968-333

[Diese Seite online.](#)