



Coherent

Superior reliability & performance

Radius 635-25 High Power Red Diode Laser System



Dieses Diodenlasersystem ist geeignet um leistungsstarke Helium-Neon-Laser bei 632 nm zu ersetzen. Viele HeNe Spezifikationen werden vom Radius weit übertroffen. Wegen seiner deutlich geringeren Leistungsaufnahme und Abwärme, wegen seiner kleineren Bauform und dem geringeren Kaufpreis bietet sich der Radius 635-25 als echte Alternative an.

- Ausgangsleistungen > 25 mW
- Wahlweise runder oder elliptischer Strahl
- Transversale Grundmode
- Exzellente Wellenlängenstabilität (durch TEC Stabilisierung)
- Lange Lebensdauer (> 20.000 Std. MTTF @ 25 °C)
- Kundenspezifische Lösungen

Im gleichen Gehäuse haben wir außerdem Dioden Laser Systeme mit 405 nm im Programm.

Sie haben noch Fragen?

Nutzen Sie unser [Angebotsformular](#), schreiben Sie eine E-Mail an sales.laserzubehoer.germany@coherent.com oder rufen Sie uns einfach an unter: (06071) 968-333

Coherent (Deutschland) GmbH
Dieselstraße 5 b
D-64807 Dieburg
Telefon (06071) 968-0
Fax (06071) 968-499

Telefon Service (06071) 968-225
Telefon Technischer Vertrieb (06071) 968-333

Diese Seite online.