



# Coherent

Superior reliability & performance

## Leistungs- und Energiemessung via USB-Anschluss direkt am PC

Coherent hat das PowerMax?-USB Konzept zum Anfang des Jahres auf Energiedetektoren ausgeweitet und die EnergyMax?-USB Serie auf den Markt gebracht. Die Sensoren arbeiten direkt mit dem PC oder Laptop. Signalverarbeitung und Elektronik befinden sich komplett in der USB oder RS232 Verbindung, um thermische Einflüsse des Sensors auf die Elektronik zu vermeiden und um den Messkopf kompakt zu halten. Weitere Informationen finden Sie zu den EnergyMax?-USB/RS Sensoren [hier](#) und zu den PowerMax?-USB/RS Sensoren [hier](#).

Coherent (Deutschland) GmbH  
Dieselstraße 5 b  
D-64807 Dieburg  
Telefon (06071) 968-0  
Fax (06071) 968-499

Telefon Service (06071) 968-225  
Telefon Technischer Vertrieb (06071) 968-333

**[Diese Seite online.](#)**